

# AED PLUS

## Seien Sie darauf vorbereitet, sofort zu helfen



Die neuesten Leitlinien der Wiederbelebungs-gremien in aller Welt sind eindeutig: Eine erfolgreiche Defibrillation muss durch eine qualitativ hochwertige Wiederbelebung unterstützt werden.

Die erste Herzanalyse des AED bei einem plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand ist von entscheidender Bedeutung. Je früher der AED bei einem Herz-Kreislaufstillstand am Patienten angebracht wird, desto besser. Selbst wenn der AED nach 2 Minuten qualitativ hochwertiger Wiederbelebung einen „nicht schockbaren“ Rhythmus erkennt, könnte die nächste Analyse einem Schock erfordern. Eine qualitativ hochwertige Wiederbelebung hält die Perfusion aller Organe einschließlich des Herzens aufrecht und kann den Herzrhythmus beeinflussen.

Alle AEDs von ZOLL® führen Sie durch den Prozess einer qualitativ hochwertigen Wiederbelebung und verabreichen bei Bedarf einen möglicherweise lebensrettenden Schock. Mit einem ZOLL AED und schnellem Handeln können Sie das Schlimmste verhindern.

### Unterstützung für Helfer

Der ZOLL AED Plus® (automatisierter externer Defibrillator) mit klinisch nachgewiesenem, integriertem Echtzeit-Feedback zur Wiederbelebung und branchenführender Haltbarkeit der Verbrauchsmaterialien setzt den Standard für Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Leistung und Einsatzbereitschaft. Hilfeleistende eines plötzlichen Herz-Kreislaufstillstands können im Notfall somit schnell und selbstbewusst handeln.

- Die **Real CPR Help®**-Technologie bietet Feedback zur Kompressionsfrequenz und -tiefe während der Wiederbelebung.
- **Optische und akustische Anweisungen** unterstützen Helfer dabei, eine qualitativ hochwertige Wiederbelebung durchzuführen.
- Durch das **einzigartige einteilige Design** können Elektroden einfach und präzise angebracht werden.
- Die **lange Haltbarkeit der Verbrauchsmaterialien** (fünf Jahre bei Batterie und Elektroden) bedeutet, dass diese seltener ausgetauscht werden müssen, sowie einen geringeren Wartungsaufwand und die ständige Einsatzbereitschaft des AED.

### Paket ZOLL AED Plus:

Das Paket beinhaltet den ZOLL AED Plus, CPR D-padz®-Elektroden, Batterien und Anleitungen. Kostenfreie Wartung bei jedem Kauf.

	Artikelnummer	Verkaufspreis
ZOLL AED Plus halbautomatisch		
	Artikelnummer	Verkaufspreis
ZOLL AED Plus automatisch		



# 350.000

Menschen erleiden in Europa jährlich einen Herz-Kreislaufstillstand außerhalb des Krankenhauses<sup>1</sup>



# 10%

weniger Überleben für jede Minute mit verzögerter Defibrillation<sup>2</sup>



# 5%

Überlebenschance, wenn eine Person zusammenbricht und nichts passiert bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft<sup>2</sup>

## Produktauflistungen und Zubehör:



### **CPR D-padz-Elektroden** (8900-0800-01)

Die in die Elektroden integrierte Real CPR Help-Technologie erkennt die Frequenz und Tiefe der Herzdruckmassage und das einteilige Design gewährleistet eine schnelle und präzise Platzierung. CPR D-padz sind für den Gebrauch bei Erwachsenen und Kindern ab 8 Jahren oder einem Körpergewicht von mehr als 25 kg bestimmt.



### **Pedi-padz® II Kinderelektroden** (8900-0810-01)

Durch die integrierten intelligenten pädiatrischen Funktionen kann der AED Plus erkennen, wenn Pedi-padz II verwendet werden und vom Erwachsenen- in den Kindermodus umschalten. Das Gerät wird dabei so angepasst, dass es den angemessenen EKG-Analysealgorithmus und Energiepegel gewährleistet. Die Pedi-padz II verfügen über eine Haltbarkeit von zwei Jahren und sind für die Verwendung bei Patienten unter 8 Jahren und einem Gewicht unter 25 kg bestimmt.

*Vorsicht: Kinderelektroden sollte niemals bei einem erwachsenen Patienten verwendet werden.*



### **Tragetasche** (8000-0802-01)

Sorgt für einen einfachen Zugriff und ein schnelles Auffinden Ihres AED Plus bzw. des Ersatzzubehörs und enthält Taschen zur Aufbewahrung von zusätzlichen Elektroden und Batterien.




### **Wandhalterung** (8000-0809-01)

Mit der Halterung wird der AED Plus ohne Tragetasche an einer Wand montiert.



### **Möchten Sie mehr wissen?**

Bitte wenden Sie sich an Ihren ZOLL Medical-Händler:



<sup>1</sup>Pressemitteilung EuReCa TWO, Webseite *European Registry of Cardiac Arrest*, [www.eureca-two.eu/home/downloads/information.html](http://www.eureca-two.eu/home/downloads/information.html). Zugriff 29 Apr. 2021.

<sup>2</sup>Weisfeldt ML, et al. *J AM Coll Cardiol*. 2010;55:16:1713–20.